



BÚT ĐO ĐỘ pH 850051 - SPER SCIENTIFIC

1. Chức năng: đo pH và nhiệt độ chất lỏng
2. Tầm đo pH: 0 – 14 pH.
3. Tầm đo nhiệt độ: 0°C – +50°C
4. Độ chính xác: ± 0.2 pH.
5. Bước nhảy số đo: 0.1 pH.
6. Đo nhiệt độ mẫu.
7. Cấp chống vô nước: IP65.
8. Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác với nước chuẩn kèm theo.





- ★ Thông thường, để biết tính pH của một mẫu chất lỏng, người ta dùng giấy quỳ. Nhúng giấy quỳ vào chất lỏng. Một lúc sau, giấy quỳ sẽ đổi màu. Sau đó, đem đi so với bảng màu để xác định tính ba-zơ, trung tính hay a-xít của chất lỏng. Đây là cách cổ điển và độ chính xác không cao. Hơn nữa, cách này có vẻ thủ công và không chuyên nghiệp. Le Quoc Equipment giới thiệu Bút thử độ pH 850051 bằng điện tử của hãng sản xuất thiết bị đo danh tiếng Sper Scientific USA.
- ★ Độ chính xác của số đo gần như tuyệt đối và trông có vẻ chuyên nghiệp. Nhỏ gọn có thể bỏ túi nên dễ dàng di chuyển đi bất kỳ nơi nào. Cho kết quả đo ngay lập tức. Rất thuận tiện để đi khảo sát và nghiên cứu tại hiện trường. Đặc biệt, độ chính xác của Bút thử độ pH 850051 lên tới 0.2 pH và có 1 chữ số thập phân. Hơn nữa, có thể đo nhiệt độ của chất lỏng.
- ★ [850051](#) thuộc dòng sản phẩm [Máy đo pH, oxy hoá khử ORP](#).

ĐẶC ĐIỂM

1. Vỏ bọc chống nước đến **IP65**.
2. Độ ổn định cao và số đo chính xác với màn hình LCD rộng.
3. Được thiết kế tiện dụng để vận hành chỉ bằng một tay.
4. Tự động tắt khi không sử dụng.
5. Tự động hiệu chỉnh với những dung dịch đệm có pH 4, 7, 10.
6. Có thể điều chỉnh để nhận biết bất kỳ dung dịch đệm nào.
7. Tích hợp điện cực được giữ ẩm với nắp bảo vệ.
8. Chức năng giữ số đo cố định trên màn hình với nút "HOLD".
9. Chỉ báo pin yếu.
10. Nổi lên mặt nước khi rơi vô nước.
11. Sử dụng 4 pin dạng nút LR44 (kèm theo máy khi mua hàng).



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **0 – 14**.
2. Chữ số thập phân: **0.1 pH**; 0.5°C/0.5°F.
3. Độ chính xác: **±0.2 pH**.
4. Tự động hiệu chuẩn 3 điểm: có.
5. Cấp bảo vệ chống bụi/nước: **IP65**.
6. Tích hợp chức năng chỉ báo pin yếu.
7. Tự động tắt khi không sử dụng: sau 20 phút.
8. Tự động xác định dung dịch đệm: Có.
9. Giữ số đo trên màn hình "HOLD": Có.
10. Tự động bù nhiệt độ ATC (Automatic Temperature Compensation): Có.
11. Hiện thị °C, °F: Có.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân bút chính **850051** nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 4 pin nút LR44.
3. 1 nắp bảo vệ đầu đo chứa dung dịch pH7.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 6 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

VIDEO GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bút thử độ pH 850051 | Sper Scientific USA

GHÉ THĂM WEBSITE:

