



KHÚC XẠ KẾ ĐIỆN TỬ - LAB - LẬP TRÌNH

300037 - SPER SCIENTIFIC

1. Đo độ ngọt – Brix: 0 – 88%.
2. Đo chiết suất – nD: 1.3330 – 1.5122.
3. Đo nhiệt độ mẫu: 0°C – +40°C.
4. Lập trình thang đo tùy chỉnh.
5. Kết nối máy tính thông qua cổng USB và RS232.
6. Lập báo cáo biểu đồ.





- ★ 300037 được cài đặt sẵn các thang đo độ ngọt – Brix (0 – 88%) và chiết suất – nD thường được sử dụng. Tạo thang đo tùy chỉnh. Đo nhiệt độ mẫu. Kết nối máy tính thông qua cổng USB và RS232. Lập báo cáo biểu đồ.
- ★ [300037](#) thuộc dòng sản phẩm [Khúc xạ kế](#) của Sper Scientific

ĐẶC ĐIỂM

1. Tạo thang đo tùy chỉnh.
2. Số lượng thang đo không giới hạn có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của phần mềm.
3. Chuyển dữ liệu từ máy tính đến ba vị trí hiển thị được đánh số trên Khúc xạ kế lập trình thông qua cổng giao tiếp **RS232** tích hợp sẵn.
4. Thang đo có thể được tải hoặc không tải từ cơ sở dữ liệu tới khúc xạ kế bất kỳ lúc nào.
5. Kết quả kiểm tra có thể được lưu vào máy tính, được vẽ biểu đồ và phân tích.
6. Khúc xạ kế lập trình đọc các mẫu nhỏ đến 0,4ml với độ chính xác đầy đủ là 0,2% bằng cách sử dụng công nghệ máy quét CCD (chụp ảnh mảng quét tuyến tính).
7. Kết quả đo, đơn vị đo và nhiệt độ mẫu đều được hiển thị trên màn hình LCD lớn và các cảnh báo trực quan được chỉ báo bằng đèn LED màu đỏ.
8. Bộ vi xử lý tinh vi của 300037 cung cấp hiệu chuẩn tự động, bù nhiệt độ tự động và tự động tắt (sau 3 phút).
9. Vỏ chống nước chắc chắn bảo vệ thiết bị khỏi môi trường ẩm ướt và giúp dễ dàng vệ sinh.
10. Có một nút hiệu chuẩn với nước cất và cho biết khi nào nên thay pin (5000 lần đọc).
11. Thấu kính tinh thể sapphire chống xước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. **Brix**
 - ❖ Tầm đo: **0 – 88%**.
 - ❖ Bước nhảy số đo: **0.1%**.
 - ❖ Độ chính xác: **±0.2%**.
2. **Chiết suất nD tới 3 thang tùy chỉnh**
 - ❖ Tầm đo: **1.3330 – 1.5122**.
 - ❖ Bước nhảy số đo: **0.0001**.
 - ❖ Độ chính xác: **±0.001**.
3. **Nhiệt độ**
 - ❖ Tầm đo: **0°C – +40°C / +32°F – +104°F**.
 - ❖ Bước nhảy số đo: **0.1°C / 0.1°F**.
 - ❖ Độ chính xác: **±1°C / ±2°F**.
4. Kích thước: 180 × 100 × 65 mm / 7" × 4" × 2½".
5. Trọng lượng: 500g / 18 oz.



BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy [300037](#) nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 1 pin 9V (loại dùng 1 lần).
3. 1 adapter AC 220V/50Hz.
4. 1 cáp USB.
5. 1 hũ nước cất.
6. 1 xi-lanh lấy mẫu.
7. 1 phần mềm download miễn phí.
8. 1 vali đựng máy và phụ kiện.
9. 1 phiếu bảo hành 6 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

GHÉ THĂM WEBSITE:

